

VALORES de PH y CLORO en la realización del APPCC

	MEDIDA CORRECTA	LÍMITE CRÍTICO	PUNTO CRÍTICO
TOMA MUESTRA AGUA PH	7	7,4-7,6	-7 ó 7,7
TOMA MUESTRA AGUA CLORO	0,2 mg/l	0,1-0,3 mg/l	0,4 mg/l
CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN POSITIVA	2°C - 4°C	8°C	+ de 8°C
CÁMARAS DE REFRIGERAC. NEGATIVA	-18°C	≤ -15°C ó ≥ -23°C	-14°C o menos
ELABORACIONES EN CALIENTE	65°C	60°C	Entre 30°C y 60°C

NOTA: La medida correctora inmediata ante los puntos críticos será avisar al profesor de taller y anotarlo en nuestro APPCC